



Campioni biologici: criteri di non idoneità.

L'infermiera preposta alla sala prelievi, con la collaborazione del personale di laboratorio, deve verificare l'idoneità dei campioni biologici forniti dai Clienti.

I campioni biologici forniti dai Clienti vanno conferiti al Laboratorio Analisi integralmente, senza richiedere all'utenza alcuna operazione per ottimizzare il campione stesso (travaso urine, aliquotazione feci, ecc.) poiché possono essere introdotti errori da parte del paziente stesso.

E' altresì responsabilità del personale di sala prelievi di fornire gratuitamente i contenitori idonei per la raccolta di urine e feci da parte dei pazienti.

Non saranno ammessi campioni con identificazione del paziente assente, errata o incompleta, con informazioni per l'esecuzione dei test assenti, errate o incomplete, raccolti in contenitore non idoneo (non sterile, non integro, ecc.) e di volume non sufficiente.

Inoltre, i documenti di accompagnamento devono riportare tutte le informazioni necessarie (registrazione ufficio ticket, codici di esenzione, data di emissione, ecc.).

Le impegnative scadute non saranno accettate.